



Comfiwave®

Compressie om in weg te dromen

Wat is *Comfiwave*®?

Comfiwave is een gepatenteerd compressie-kledingstuk, ontworpen als aanvulling op de behandeling die een patiënt krijgt tijdens de wakkere uren.

Comfiwave geeft een therapeutische druk van 15-21mmHg.

Gemakkelijk aan- en uittrekken geeft de Comfiwave een innovatieve veelzijdigheid, die zowel nachtelijke compressie biedt als een comfortabele oplossing om overdag te rusten.



Onder knie
Paginanummer 10 ►



Dijhoog
Paginanummer 12 ►



Teenkapje
Paginanummer 14 ►



Short
Page 16 ►



Mouw
Paginanummer 16 ►



Mouw + Handschoen
Paginanummer 18 ►



Handschoen
Paginanummer 20 ►



Handschoen tot elleboog
Paginanummer 22 ►



Handschoen tot oksel
Paginanummer 24 ►



Buikband
Paginanummer 26 ►



Borstband
Paginanummer 28 ►



Hals
Paginanummer 30 ►



Kinderen
Paginanummer 32 ►



Voor 's nachts

Een oedeem-gerelateerde zwelling stopt niet van de ene op de andere dag, maar traditionele compressiekleding is niet geschikt om in bed te dragen. Ga 's nachts door met compressietherapie in uliem comfort met de zachte en ademende stof van Comfiwave die zachte compressie biedt terwijl u slaapt.



Voor elk moment

Comfiwave kledingstukken gebruiken gepatenteerde 'lage weerstand' garens waardoor ze gemakkelijk aan- en uitgetrokken kunnen worden. Perfect om overdag te ontspannen.

Het ademende vermogen van de stof betekent dat Comfiwave het hele jaar door kan worden gebruikt en koeler is dan conventionele producten.

Brei-technologie voor het hele kledingstuk

Gemakkelijk kleurcodeerd maatsysteem

bijv. ■■■ = Large, Lang

Het golfpatroon van de Comfiwave bootst het drukverschil-massage-effect na dat gewoonlijk optreedt bij kledingstukken met stukjes versneden schuim verwerkt tot vulling.

Comfiwave-kleding voor de onderste ledematen maakt gebruik van een verstijfde en gevormde enkel om 'insnijden' van de voorste enkel te voorkomen.

Het laterale teengedeelte is ook gebreid om meer rek te hebben, wat decubitus aan de buitenkant van de tenen kan voorkomen.

Hielgedeelte voorkomt uitglijden



Kenmerken *Comfiwave*[®]



Gemakkelijk aan en uit te trekken

Gepatenteerd, hoog-elastisch breisel maakt Comfiwave gemakkelijk aan en uit te trekken



Gemaakt van zacht, ongeverfd katoen

Zacht katoen tegen de huid en naadloos ontwerp zorgen voor maximaal comfort



Ademende stof

Het golfpatroon van Comfiwave geeft het een hoge luchtdoorlaatbaarheid voor koelte en stretch

Comfiwave® Indicaties



Biedt veilige, nachtelijke compressie

Vormt een aanvulling op de behandeling die een patiënt krijgt tijdens de wakkere uren



Kan worden gebruikt in de palliatieve zorg



Kan onder easywrap of verband worden gedragen



Ik ben dol op dit kledingstuk. Ik heb het de afgelopen week 's nachts gedragen en het heeft een enorm verschil gemaakt!

- Lymfoedeem-patiënt

Heel comfortabel om 's nachts te dragen. In tegenstelling tot andere producten krijgt mijn been het niet warm als de temperatuur hoog is. Gemakkelijk aan te trekken en te verwijderen. Uitstekend product.

- Lymfoedeem-patiënt

“ Patiënten gaven aan dat de Comfiwave comfortabel en gemakkelijk in gebruik was, wat op zich de therapietrouw en het zelfmanagement van oedeem zou verbeteren. ”

“ ...dit type product kan worden gebruikt voor een op zichzelf staande behandeling of als aanvulling op andere behandelingsmethoden en indien nodig 24 uur per dag. ”

Downloaden
van klinische
casestudies en artikel
www.comfiwave.info


British Journal of
Community Nursing





Comfiwave® Onder knie

	KORT		NORMAAL		LANG
S	CW1-AD2S	■	CW1-AD2R	■	CW1-AD2L
M	CW1-AD3S	■	CW1-AD3R	■	CW1-AD3L
L	CW1-AD4S	■	CW1-AD4R	■	CW1-AD4L
XL	CW1-AD5S	■	CW1-AD5R	■	CW1-AD5L



Omtrek cm		S	M	L	XL
c	Breedste kuit	25 - 32	30 - 38	36 - 46	44 - 56
b	Enkel	17 - 22	20 - 26	22 - 30	27 - 35
Lengtes cm		KORT	NORMAAL	LANG	
A-d	Vloer tot onder knie	32 - 37	37 - 42	42 - 48	



b
Enkel



c
Breedste kuit




A-d
Vloer tot onder knie



Comfiwave® Dijhoog

	KORT		NORMAAL		LANG
S	CW1-AG2S	■	CW1-AG2R	■	CW1-AG2L
M	CW1-AG3S	■	CW1-AG3R	■	CW1-AG3L
L	CW1-AG4S	■	CW1-AG4R	■	CW1-AG4L
XL	CW1-AG5S	■	CW1-AG5R	■	CW1-AG5L
XXL	CW1-AG6S	■	CW1-AG6R	■	CW1-AG6L



Omtrek cm		S	M	L	XL	XXL
g	Dijbeen Bovenaan	40 - 48	46 - 56	54 - 65	62 - 75	72 - 92
c	Breedste kuit	25 - 32	30 - 38	36 - 46	44 - 56	52 - 64
b	Enkel	17 - 22	20 - 26	22 - 30	27 - 35	27 - 35
Lengtes cm		KORT	NORMAAL	LANG		
A-g	Vloer tot dijbeen bovenaans	64 - 70	70 - 77	77 - 84		



b
Enkel



c
Breedste kuit



g
Dijbeen Bovenaan



A-g
Vloer tot dijbeen bovenaans



Comfiwave® Teenkapje

NORMAAL

M

CW1-ZA3



L

CW1-ZA4





Omtrek cm

M

L

a Bal van voet

20 - 27

26 - 34



a

Bal van voet



Comfiwave® Broekverband

NORMAAL

S

CW1-GT2



M

CW1-GT3



L

CW1-GT4



XL


CW1-GT5



XXL

CW1-GT6





	Omtrek cm	S	M	L	XL	XXL
t Taille		50 - 68	66 - 86	84 - 104	102 - 124	120 - 146
g Dijbeen Bovenaan		40 - 48	46 - 56	54 - 65	62 - 75	72 - 92




g
Dijbeen Bovenaan



Comfiwave® Mouw

	KORT		NORMAAL		LANG
S	CW1-CG2S	■	CW1-CG2R	■	CW1-CG2L
M	CW1-CG3S	■	CW1-CG3R	■	CW1-CG3L
L	CW1-CG4S	■	CW1-CG4R	■	CW1-CG4L



Omtrek cm

S

M

L

g Oksel

25 - 30

30 - 40

40 - 50

d Midden van onderarm

23 - 26

26 - 30

30 - 38

c Pols

13 - 18

18 - 22

22 - 28

Langtes cm

KORT

NORMAAL

LANG

c-g Pols tot oksel

36 - 42

40 - 46

44 - 50



c
Pols



d
Midden van
onderarm



g
Oksel



c-g
Pols tot oksel



Comfiwave® Mouw + Handschoen

KORT

NORMAAL

S

CW1-AH2S

CW1-AH2R

M


CW1-AH3S

CW1-AH3R

L

CW1-AH4S

CW1-AH4R



Omtrek cm

S

M

L

g Oksel

25 - 30

30 - 40

40 - 50

d Midden van onderarm

23 - 26

26 - 30

30 - 38

c Pols

13 - 18

18 - 22

22 - 28

a Palm aan basis van vingers

16 - 22

18 - 24

20 - 26

Lengthes cm

KORT

NORMAAL

c-g Pols tot oksel

36 - 42

40 - 46



a

Palm aan basis
van vingers



c

Pols



d

Midden van
onderarm



g

Oksel



c-g

Pols tot oksel

Comfiwave® Handschoen

NORMAAL

S

CW1-ZC2



M


CW1-ZC3



L

CW1-ZC4





Omtrek cm

S

M

L

b Basis duim

17 - 22

20 - 25

23 - 28

c Pols

14 - 20

16 - 24

22 - 28



b
Basis van
duimband



c
Pols




Comfiwave®

Handschoen tot elleboog

NORMAAL

S	CW1-ZE2	■
M	CW1-ZE3	■
L	CW1-ZE4	■



Omtrek cm

S

M

L

b Basis van duimband

17 - 22

20 - 25

23 - 28

c Pols

14 - 20

16 - 24

22 - 28

d Midden van onderarm

23 - 28

26 - 32

30 - 38

Lengtes cm

NORMAAL

c-e Pols tot elleboog

20 - 24



b
Basis van
duimband



c
Pols



d
Midden van
onderarm




c-e
Pols tot elleboog



Comfiwave® Handschoen tot oksel

	KORT		NORMAAL
S	CW1-ZH2S	■	CW1-ZH2R ■
M	CW1-ZH3S	■	CW1-ZH3R ■
L	CW1-ZH4S	■	CW1-ZH4R ■



Omtrek cm

S

M

L

g Oksel

25 - 30

30 - 40

40 - 50

d Midden van onderarm

23 - 26

26 - 30

30 - 38

c Pols

13 - 18

18 - 22

22 - 28

a Palm aan basis van vingers

16 - 22

18 - 24

20 - 26

Lengtes cm

KORT

NORMAAL

c-g Pols tot oksel

36 - 42

40 - 46



a

Palm aan basis
van vingers



c

Pols



d

Midden van
onderarm



g

Oksel



c-g

Pols tot oksel




Comfiwave® Buikband

M	CW1-HT3	■ ■ ■
L	CW1-HT4	■ ■ ■
XL	CW1-HT5	■ ■ ■



Comfiwave® Dij met heup

	KORT		NORMAAL	
S	CW1-ET2S	■ ■	CW1-ET2R	■ ■
M	CW1-ET3S	■ ■ ■	CW1-ET3R	■ ■ ■
L	CW1-ET4S	■ ■ ■	CW1-ET4R	■ ■ ■
XL	CW1-ET5S	■ ■ ■	CW1-ET5R	■ ■ ■



Omtrek cm

t Middel

j Heupen

M

60 - 75

80 - 100

L


70 - 85

90 - 105

XL

90 - 120

110 - 140



Omtrek cm

g Dijbeen Bovenaan

e Knie

S

40 - 48

27 - 35

M

46 - 56

33 - 39

L

54 - 65

41 - 50

XL

62 - 75

48 - 60

Lengtes cm


e-g Knie tot bovenaan dij

KORT

20 - 26

NORMAAL


25 - 31





Comfiwave® Borstband

S	CW1-TN2	
M	CW1-TN3	
L	CW1-TN4	
XL	CW1-TN5	



Omtrek cm

S

M

L

XL

Boven Borst

70 - 88

80 - 102

90 - 116

100 - 130

Over Borst

70 - 92

80 - 108

90 - 126

100 - 144

Onder Borst

70 - 80

80 - 92

90 - 104

100 - 116




Boven Borst



Over Borst




Onder Borst



Comfiwave® Hals

	KORT		NORMAAL
S	CW1-HN2S	■	CW1-HN2R
M	CW1-HN3S	■	CW1-HN3R
L	CW1-HN4S	■	CW1-HN4R



HALSBASIS

**HALSBASIS TOT
BOVENKANT HALS**

S

32 - 38

M

37 - 43

L

42 - 47

KORT

5-7

NORMAAL

7-9



Halsbasis



Halsbasis tot
bovenkant hals



Comfiwave® Kinderen

Geoptimaliseerd voor baby's en kinderen, met een lichtere, zachtere feel, waarbij comfort tijdens het dragen vooropstaat.

KORT

P

CW1-AD0S

NORMAAL


CW1-AD0R

LANG

CW1-AD0L

EXTRA LANG

CW1-AD0X



Omtrek cm

KIND

c BREEDSTE KUIT

20 - 33

b ENKEL

14 - 22

Lengtes cm

KORT

NORMAAL

LANG

EXTRA LANG

A-d

VLOER TOT
ONDER KNIE

17 - 22

22 - 27

27 - 32

32 - 37



b
Enkel



c
Breedste kuit



A-d
Vloer tot onder knie

Nederlandse en Belgische Distributeur::

Wijngaarden Medical B.V.

K.P. van der Mandelelaan 41-43
3062 MB Rotterdam

010 220 62 90

info@wijngaardenmedical.nl

info@wijngaardenmedical.be

Comfiwave[®]

Haddenham Healthcare Ltd
4D Drakes Drive
Long Crendon, HP18 9BA
United Kingdom



www.comfiwave.info



01844 208842



sales@hadhealth.com